


JINS×ピップ 初の共同開発商品が誕生 メガネバンド型の首すじコリ用磁気治療器 「JINS MAGNET」 11月26日（木）発売

株式会社ジンス（東京本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：田中仁、以下 JINS）とピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治、以下ピップ）は、初めて共同で開発したメガネバンド型磁気治療器「JINS MAGNET（ジンス マグネット）」を、2020年11月26日（木）より JINS 一部店舗、JINS オンラインショップ（www.jins.com）にて発売いたします。

J!NS MAGNET

首すじのコリを磁気ので集中ケア!

Relieves neck strain by the force of magnet!



※P！（ロゴ）はピップ側の登録商標です。

眼精疲労を持つ方が同時に悩まされる症状の第1位が「首すじのコリ」

累計販売本数 1,100 万本※1 を突破したブルーライトカットメガネ「JINS SCREEN」をはじめ、JINS はこれまで目の健康や悩みに向き合った様々な商品を展開してきました。そんな中、お客様から最近のお悩みとしてよく聞くのが、パソコンなどを長時間使用した際の眼精疲労と首すじのコリです。

こうしたお客様の悩みを解消するため、コリケア商品の老舗製造販売企業であるピップと共同で商品の開発をスタート。約 2 年に及ぶ試作開発を重ねて完成したのが、メガネバンド型磁気治療器「JINS MAGNET」です。

実際に 20 代から 50 代の男女を対象に行った調査※2 によると、1 日に 4 時間以上パソコンを使用する方は全体の 43.8%。4 時間以上パソコンを使用する方のうち、眼精疲労の症状を感じているのは 79.6% と約 8 割でした。さらに、眼精疲労と一緒に感じている症状を聞いたところ、首すじのコリを感じている方は 86.6% にも及び、肩こりや頭痛など他の症状と比べて最も多くの方が悩んでいることがわかりました。今回発売する「JINS MAGNET」によって、こうした多くのお客様のお悩みに応えることを目指します。

※1：2020 年 1 月末時点

※2：JINS 調べ（2020 年 10 月 29 日～11 月 3 日実施）、20 代～50 代男女各 150 名、計 1200 名

V 字型のメガネバンドに付いた磁気が首すじの血行を改善しコリをほぐす

JINS MAGNET はメガネに取り付けることで使用可能なメガネバンド型の磁気治療器です。首すじに接する結合部付近に取り付けられた 4 つの磁石が最大磁束密度 110 ミリテスラ※3 の磁気ので血行を改善し、首すじのコリをほぐします。結合部を V 字型に設計したことが最大の特長。首を挟み込むような構造になりフィット感が向上し、ズレにくくなることで首すじのコリにピンポイントでしっかりとアプローチすることが可能になりました。本体部分には肌に優しく安心なシリコン素材を採用。汗や水にも強く、水洗いすることも可能です。

メガネへの取り付けの際は、差し込みをメガネのツルの先端部分に挿入します。差し込み位置を変更することで、首へのフィット感や磁石の当たる位置を調整することができます。

ブルーライトカットメガネ「JINS SCREEN」と併用していただくと、目を守ることと首すじのケアを同時に実現できます。

※3：ミリテスラは磁束密度（単位面積あたりの磁力線の量）を表す単位です。

商品概要

【商品名】	JINS MAGNET (ジンズ マグネット)
【概要】	管理医療機器 (家庭用永久磁石磁気治療器)
【販売名】	ジンズマグネプラス
【医療機器認証番号】	302AKBZX00028000
【発売日】	2020年11月26日(木)
【価格】	¥2,500(+税)
【カラー】	ブラック
【ループ素材】	シリコン
【磁石】	110ミリテスラ:磁石4個
【効果】	装着部位のこり及び血行の改善
【最大磁束密度】	110ミリテスラ
【販売路】	JINS 一部店舗、JINS オンラインショップ
【URL】	https://www.jins.com/jp/jins-magnet/

※本商品にメガネは付属しません。

※取り付けるメガネは、ツルの先端部の高さが6~9mm、厚さが2~3mmのものを推奨しています。推奨サイズよりも小さい場合は、使用時やかけ外しの際に外れる場合がありますのでご注意ください。推奨サイズよりも大きい場合は無理に取り付けようとすると破損の原因となりますのでおやめください。



商品特長



結合部に取り付けられた4つの磁石が磁気力で血行を改善し、首すじのこりをほぐします。結合部はワンタッチで簡単に付け外しをすることができます。

差込口をメガネのツルの先端部分に挿入することで取り付けができます。

首を挟み込むようなV字型の構造に設計することでフィット感が向上。ズれることなくピンポイントで首すじのこりにアプローチします。

取り付け方法


JINS MAGNET

取り付け方法

How to wear JINS MAGNET.



片側のバンドをコネクターから外す
Remove the band from the connector



バンドをメガネの耳あて部に取り付ける
※磁石(突起)がある方を首側に向ける
Place the band on both sides of your ear
*The end with the magnet should be towards your neck



眼鏡とバンドの接合部付近を両手で持ち、頭にかける ※すこし眼鏡を広げてかけてください
Hold the frames and band together at the connection point, and use both hands to wear them over your head



頭に掛けたら、首の後ろでバンドをコネクターで繋ぐ
Once you wear the frames over your head, fasten the band and connector at the back of the neck



Aの箇所に磁石(突起)面が当たるように、取り付け位置を調節する
Adjust the frames so that the magnet is positioned at the back, as shown in A